

## 诊断性胸腔镜的未来



**微型胸腔镜套件**

( 单孔技术 )


# 微型胸腔镜套件

(单孔技术)

该一体式器械套件适用于单次穿刺胸腔镜，仅需一个小切口即可进行微创诊断治疗。使用小尺寸套管针可在局部麻醉下进行手术，并且术后患者没有疼痛的压力。

- 极小的胸腔镜套件，直径仅 5.5 mm
- 最佳图像质量，50,000 像素
- 适用于 3.5 mm 器械的大工作通道
- 无创治疗方法，减轻患者疼痛
- 插入器械可抽吸液体
- 未使用传统棒状镜，可最大程度减少镜破碎的风险
- 使用活检钳可提供高质量的组织样本
- 工作器械易于更换，且始终位于视野内
- 人体工程学设计

手术腹腔镜套件“莱比锡蛋”，  
5.5 mm 手术腹腔镜，带 3.5 mm 工作通道，视向角 0°，工作长度 215 mm，  
硅酸盐图像导体(8920.401)，  
密封圈(8920.311)，  
密封帽 (15176.020) .8920.4011



软性套管针套， $\varnothing$  5.5 mm，  
塑料套管，带螺纹，  
远端直型，  
工作长度 60 mm .....8905.331  
还包括：  
套管针，球形 .....8905.3315

软性套管针套， $\varnothing$  5.5 mm，  
塑料，  
工作长度 75 mm .....8906.051  
还包括：  
套管针，  
尖端，圆锥钝头 .....8906.151

样品切除钳，  
模块化，直径 3.5 mm，匙形，  
工作长度 310 mm，绝缘，  
包括：8391.406，  
8393.0003 .....8391.4063

电钩，  
单极， $\varnothing$  3.5 mm，  
工作长度 310 mm ..... 8379.452

凝固纽扣电极，  
单极， $\varnothing$  3.5 mm，  
工作长度 310 mm ..... 8379.462

探棒，  
 $\varnothing$  3.5 mm，带刻度，  
工作长度 ..... 8379.672

抽吸管，  
 $\varnothing$  3 mm，带刻度，  
工作长度 450 mm .....8380.68

喷粉装置，  
包括：  
8294.03, 8294.82, 8294.60,  
2148.95, 127.00, 8291.33

纤维光导，  
2.3 m 长 ..... 8061.253

后处理篮筐  
用于机械后处理和灭菌，手术  
腹腔镜适用  
8920.4011，  
尺寸(宽 x 长 x 高)：  
131.5 x 471.5 x  
74 mm  
..... 38044.211

微型胸腔镜套件，  
直径 5.5 mm，全套 .....8920500